

ITALIAN QUALITY AND
INNOVATION FOR
ORAL HEALTH

Orabloc®

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER AGHI



Orabloc®

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER AGHI

STOP ALLE PUNTURE ACCIDENTALI DA AGO


No worries, be safe, be smart



FACILE DA USARE



2 Una volta estratto, l'ago viene ricoperto con una capsula rigida..



1

Inserisci l'ago nell'apposito alloggiamento del dispositivo.



3

Il sistema automaticamente avanza verso la prossima capsula protettiva disponibile.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ogni anno siano più di 3 milioni le punture accidentali, per cui è emersa la necessita di tutelare i lavoratori coinvolti.

Orabloc Dispositivo di Protezione per aghi è un dispositivo medico classe I che risponde agli obblighi di sicurezza imposti da:

USA 2000 - Needlestick Safety and Prevention Act

La prima normativa specifica in materia di prevenzione dei rischi di punture accidentali da ago. (OSHA Bloodborne Pathogens standards)

EU 2010 - Direttiva n. 2010/32/UE

In materia di prevenzione delle ferite provocate dai dispositivi medici taglienti, punture da aghi incluse. Impone l'obbligo di utilizzare all'interno delle strutture sanitarie (pubbliche e private) dispositivi di sicurezza per prevenire le punture accidentali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- > 100 capsule protettive per 100 iniezioni.
- > Capsule rigide in silicone: bloccano la penetrazione dell'ago.
- > Compatibile con tutti i tipi di aghi (anche piegati o angolati).
- > Capsule colorate per monitoraggio visivo.
- > Fondo antiscivolo in silicone per stabilità su superfici.
- > Protegge entrambe le punte dell'ago.

VANTAGGI OPERATIVI

- > Portatile: utilizzabile in più postazioni.
- > Facile reincappucciamento con una sola mano.
- > Non richiede sterilizzazione.
- > Senza emissioni.
- > Nessun consumo elettrico.



WWW.PIERRELGROUP.COM

U.S.S. Appia 7 bis 46/48 - 81043 Capua (CE) - Italy | ☎ +39 0823626111 | ✉ info@pierrelgroup.com

CE Materiale informativo destinato ai professionisti del settore - Rev. 05/2025